

Gel alcoholico lavado de manos			Cantidad a elaborar: 100g	
Producto:		Cantidad	Total	N° de lote
Fase I	Hidroxipropilmetilcelulosa	1,0%	1,0g	
	Agua purificada	29%	29ml	
	glicerina	1%	1g	
Fase II	Alcohol loción GUINAMA 96°	70%	70ml	

MODUS OPERANDI

Orden	Procedimiento:
1	Medir/pesar los componentes de la fase I. Homogeneizar y calentar a 80°C hasta que se forme el gel de hidroxipropilmetilcelulosa
2	Dejar enfriar e incorporar el alcohol loción GUINAMA, bajo agitación, hasta que homogeneice completamente
3	Envasar en frasco dispensador, dosificador o airless

Elementos de seguridad personal: Guantes, mascarilla, bata

Utillaje utilizado: Balanza, Espátula, emulsionador SAMIX, paleta agitadora, agitador magnético

CONTROL DE CALIDAD:

La RFE describe los controles de calidad para esta crema: Características organolépticas, pH.

Características del producto acabado: gel transparente. pH sobre 5,0- 6

Aspecto final: gel transparente, sin puntos ni aglomeraciones.

RESULTADOS

PERSONAL ELABORADOR:

FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE

INFORMACION ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROSPECTO

INDICACIONES Y POSOLOGIA

Gel hidroalcoholico de rápida evaporación, con efecto antiséptico y desinfectante. Contiene glicerina que evita un resaca de la piel.

CONSERVACIÓN

En condiciones óptimas, el plazo de validez es de 1 año. Guardar en envase bien cerrado, protegido de la luz, y

a temperatura inferior a 25°C.

REACCIONES ADVERSAS

Precaución en pacientes con hipersensibilidad a alguno de los componentes.

PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES

No aplicar sobre heridas y mucosas

OBSERVACIONES

Si está usando un agitador samix son 2:30 minutos a una velocidad de 5.

BIBLIOGRAFIA:

1. Información del fabricante